


AwViewの機能を拡張

専用PCソフトウェアでより高機能かつ柔軟な水分活性測定を実現！

さまざまな現場でご活用いただいている水分活性測定器AwViewは、専用PCソフトウェア対応によりさらに機能を拡張しました。

これにより、最大10台の同時測定や、詳細なモニタリング、タイマー設定による自動測定など、多様な機能により、水分活性の測定業務の効率化を実現します。



1 Awと温度のトレンドグラフを表示 (最短10秒間隔)

2 Aw値をリアルタイムで表示 (小数点3桁)

3 タイマー設定による自動測定(開始/終了)に対応

4 測定開始してからの経過時間を表示

5 閾値範囲(上限/下限)をトレンドグラフ上に表示

AwView 本体仕様

動作範囲	温度：15～35℃ 湿度：90%rh以下（結露なきこと）
測定範囲	水分活性：0.1～1.0 Aw 温度：15～35℃
測定精度	水分活性：±0.03 Aw（@0.2～0.95 Aw） 温度：±1.0℃（本体部@25℃）
センサ	水分活性：電気抵抗式センサ（ヒューメント） 温度：サーミスタ
オプション	校正用標準液、サンプルカップ、透湿フィルタ
寸法	W 85.5 mm × D 53 mm × H 45 mm

※画面および仕様などは現在開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

SHINYEI 豊かな社会へのパートナー 神栄グループ
神栄テクノロジー株式会社

事業本部 営業部
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目5番2
TEL：078-304-6795 FAX：078-302-1225
水分活性に関する情報サイト <https://水分活性.com>

2025年7月発行

お問い合わせフォーム→

